

MEZCLADOR VORTEX iSwix Jr.

- Activación por presión
- Ofrece hasta 4500 RPM para una mezcla completa y agitación rápida
- Diámetro orbital de 4.5 mm
- Construcción robusta, sólida y ultra compacta
- Dimensiones: 100mm Ancho x 100mm Largo x 67mm Alto
- Velocidad ajustable (iSwix Jr. VT) disponible
- Puede ser utilizado dentro de habitaciones frías
- Motor sin escobillo de larga duración
- Contrabalance integrado, asegurando una mezcla equilibrada



La Paz: Av. Ormachea #125 esq. Calle 6 – Obrajes; Telf.: (591-2) 2788493 – 72200805;
cje@diamedicimport.com

Cochabamba: Av. Aniceto Arce #511 esq. German Urquidi; Telf.: (591-4) 4539638- 72221300;
ee@diamedicimport.com

Santa Cruz: C. Tarija #699 esq. Saavedra – Casco Viejo; Telf.: (591) 72200814;
wendy@diamedicimport.com