

MEZCLADOR VORTEX iSwix VT

- Velocidad ajustable de 300 a 4200 RPM y configuración del temporizador
- Pantalla digital: muestra la velocidad y el tiempo de forma alternativa cada 5 segundos
- Función única de modo de pulso programable - Tiempo de ejecución habilitado por el usuario y configuración de tiempo de inactividad
- Interruptor de 3 vías (encendido / apagado / táctil) con LED de encendido
- Diámetro orbital de 4 mm
- Se puede usar en habitaciones frías
- Indicador de adhesivo de velocidad permisible para varios archivos adjuntos
- Motor Sin Escobillo de Larga Duración



La Paz: Av. Ormachea #125 esq. Calle 6 – Obrajes; Telf.: (591-2) 2788493 – 72200805;
cje@diamedicimport.com

Cochabamba: Av. Aniceto Arce #511 esq. German Urquidi; Telf.: (591-4) 4539638- 72221300;
ee@diamedicimport.com

Santa Cruz: C. Tarija #699 esq. Saavedra – Casco Viejo; Telf.: (591) 72200814;
wendy@diamedicimport.com