

Analizador de hemostasia automático de sobremesa para laboratorios con cargas medias de trabajo

Eficiencia en el análisis

- 4 canales independientes de medición
- 14 posiciones de reactivos refrigerados + 4 posiciones de reactivos encastradas
- 10 posiciones de muestra + 5 posiciones STAT
- Reflex y rerun automáticos
- Curva master de calibración (no se necesita calibrar)

Completa seguridad

- Identificación positiva, para muestras, controles y reactivos
- Almacenamiento interno de datos, ordenador integrado
- Reactivos listos para usar

Aumento de la eficiencia

- 3 métodos de medición de referencia: coagulativo, turbidimétrico y cromogénico
- Carga continua: 60 muestras / 600 cubetas
- Sin mantenimiento
- Rendimiento de 150 PT /hora
- 70 APTT /hora
- 40 Ddimer /hora

Fácil manejo

- Gestión inteligente del Control de Calidad
- Innovadora interfaz de usuario
- Múltiple conectividad:
 - Sistema de información de laboratorio
 - VPN



Yumizen

G800

By **HORIBA**
Medical

Hemostasis Yumizen G range



Yumizen G range

Staying fluid in Hemostasis

Dimensiones y peso:

Ancho: 85 cm; Alto: 51 cm ; Profundidad: 75 cm ;
Peso: 80 kg

Rendimiento:

150 PT/hora
70 APTT/hora
40 Ddimer/hora
Volumen de muestra : 5-200 µL

Temperatura de funcionamiento:

15°C - 30°C

Alimentación:

100-240v 50Hz-60Hz, 5A

Exportación:

6 puertos USB

Pantalla:

Pantalla LCD táctil a color de 17"

Capacidad de almacenamiento:

1 millón de resultados

Parámetros:

Tests de coagulación (640 nm)
Tests de screening (PT, APTT, Fibrinógeno y TT)
Factores (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)
Test turbidimétrico (570 nm)
D-Dímero
Test cromogénico (405 nm)
ATIII

Normativa:

EN 61326-2-6 : 2006
IEC 61010-1 : 2001
IEC 61010-2-101 : 2002.
EN ISO 13485 : 2003 y 2012
NF EN ISO 14971 - 2013

Directivas :

98/79/EC (DIV)
2011/65/EU (RoHS)
1907/2006 (REACH)
2014/30/EU (Compatibilidad electromagnética)
2014/35/EU (Limitaciones de tensión)

HORIBA
Medical

FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650
POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818
INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16

HORIBA Medical online : <http://www.horiba.com/medical>



Operating IMS

